



## COVID-19 RYCHLÝ ANTIGENNÍ TEST (ústní tekutiny)

Rychlý chromatografický imunotest  
pro spolehlivou detekci antigenů SARS-CoV-2  
přítomných v ústních tekutinách

navrženo  
pro COVID **19**

výsledek  
testu do **15** minut

**98** % shoda  
s PCR testy

### Použití

- diagnostický zdravotnický prostředek in vitro
- **nevyžaduje nepříjemné výtěry nosohltanu**
- funguje na principu detekce antigenů viru CoV-SARS-2
- jednoduché a rychlé provedení umožňuje efektivně testovat velké množství pacientů

### Test obsahuje

- testovací kazetu
- zkumavku s extrakčním pufrem
- příslušenství

### Specifikace

- skladování při teplotách 2 - 30 °C
- stabilita odebraného vzorku až 24 hodin při teplotě 2 - 8 °C
- výsledek testu do 15 minut
- více jak 98% shoda s metodou PCR
- kontrolní zóna pro kontrolu správnosti

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Relativní senzitivita | 90,1 % |
| Relativní specifita   | 99,3 % |
| Přesnost              | 97,0 % |

VYROBENO V EU

